

"Automaation myötä työstä on tullut huomattavasti tehokkaampaa ja vaivattomampaa. Milliflex Oasiksen käyttöönotto sujui vaivattomasti. Voimme ehdottomasti suositella, laite helpottaa ja nopeuttaa rutiineja"

REBEKKA HONKA, LABORATORIOVASTAAVA

Milliflex Oasis® - Helppoutta ja Luotettavuutta Mikrobiologiseen Laadunvarmistukseen

Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalla laadunvarmistus on intohimo, joka näkyy jokaisessa pullossa. Laboratoriossa mikrobiologinen seuranta on tärkeä osa juomien puhtauden ja turvallisuuden varmistamista. Uusi Milliflex Oasis® - suodatus-laitteisto on helpottanut päivittäistä työtä ja tehnyt laadunvalvonnasta entistä tehokkaampaa ja turvallisempaa.

Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalla hyödynnettiin pitkään Merckin Milliflex Plus - laitekokonaisuutta. Perinteinen agarvalumenetelmä koettiin hitaaksi ja työlääksi, sillä se vaatii raaka-aineiden valmistusta ja manuaalista käsittelyä. Milliflex Oasis® tarjosi ratkaisun, jonka ansiosta prosessit ovat nopeutuneet ja työturvallisuus on parantunut ilman lisäresursseja.

Automaatiota mikrobiologiseen laadunseurantaan

Uusi Milliflex Oasis® on tuonut lisää automaatiota, tehokkuutta ja helppoutta mikrobiologiseen laadunseurantaan. Käyttöönotto sujui vaivattomasti, ja henkilöstö omaksui laitteen käytön nopeasti.

– Laite oli helppo ottaa käyttöön ja kouluttaa. Kaikki on toiminut hyvin alusta asti, laboratoriovastaava Rebekka Honka kertoo.

Milliflex Oasis® -järjestelmää käytetään mikrobiologiseen suodatukseen, jossa prosessivedestä tai näytteistä suodatetaan mahdolliset mikrobit kalvolle. Kalvo kasvatetaan ja analysoidaan kontaminaatioiden varalta. Laite tuottaa luotettavia ja toistettavia tuloksia, ja sen automaatiikka helpottaa trendiseurantaa. Agar on valmiina ampulleissa, joten käsittelyvaiheita on vähemmän ja työturvallisuus on parempi.

Erityisen positiivisena yllätyksenä on koettu Oasiksen kaksipäinen pumppu, joka lyhentää työvaiheita ja lisää prosessin sujuvuutta.

– Ratkaisu on tuonut selkeitä hyötyjä arjen työhön. Automaation myötä työstä on tullut huomattavasti tehokkaampaa ja vaivattomampaa, Rebekka kuvailee.

Milliflex Oasis® on vakiinnuttanut paikkansa Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan mikrobiologisen laadunseurannan työkaluna.

– Ehdottomasti suosittelemme. Laite on helpottaa ja nopeuttaa rutiineja. Yhteistyömme VingLabin kanssa on ollut sujuvaa ja ammattitaitoista, ja olemme saaneet aina nopeaa ja asiantuntevaa tukea, Rebekka summaa kokemuksensa.

LAITILAN WIRVOITUSJUOMATEHDAS on suomalainen panimo, perustettu 1995, joka tunnetaan rohkeista innovaatioistaan ja korkealaatuisista juoma-tuotteistaan. Tehdas on edelläkävijä ympäristö-ystävällisessä tuotannossa. Tuotteet valmistetaan 100 % uusiutuvalla energialla.

WWW.LAITILANWIRVOITUSJUOMATEHDAS.FI

